

MAXMAT PL & PL II

SUBSTRATS

REFERENCE	DENOMINATION	METHODE	NOMBRE INDICATIF DE TEST	CONDITIONNEMENT
RM URAC0200V	Acide Urique	Uricase-Trinder	1000	4x50mL
RM ALBU0125V	Albumine	Vert de Bromocrésol	500	1x125mL
RM BILT0130V	Bilirubine Totale	Acide Sulfanilique-DMSO	700	1x125mL+1x5mL
RM BILD0130V	Bilirubine Directe	Acide Sulfanilique	700	1x125mL+1x5mL
RM CHOL0400V	Cholestérol	Cholestérol-Oxydase-Trinder	1600	4x100mL
RM HDLC0150V	HDL Cholestérol Direct	Immuno-Inhibition-Directe	500	2x60mL+2x15mL
RM LDLC0075V	LDL Cholestérol Direct	Enzymatique-Directe	300	1x60mL+1x15mL
RM CREP0270V	Créatinine Jaffé	Jaffé	2100	2x125mL+2x125mL
RM CREP0270V	Créatinine PAP	PAP	1100	2x100mL+1x70mL
RM GLUP0400V	Glucose PAP	PAP	1600	4x100mL
RM GLUH0627V	Glucose Hexokinase	Héxokinase	2700	5x100mL+127mL
RM PROT0125V	Proteines Totales	Biuret	600	1x125mL
RM TRIG0400V	Triglycérides	GPO-Trinder	2000	4x100mL
RM UREE0252V	Urée	Uréase-UV	1200	4x50mL+2x26mL
RM UPRO0125V	Proteines Urines	Rouge de Pyrogallol	500	1x125mL

ENZYMES

REFERENCE	DENOMINATION	METHODE	NOMBRE INDICATIF DE TEST	CONDITIONNEMENT
RM AMYL0050V	α Amylase	Cinetique-CNP-G3	200	1 x 50 ml
RM ALAT0252V	ALAT	Cinetique-UV-IFCC-Sans phosphate	1000	4x50ml + 2x26ml
RM ASAT0252V	ASAT	Cinetique-UV-IFCC-Sans phosphat	1200	4x 50 ml + 2x26ml
RM CKNA0126V	CK	Cinetique-UV-IFCC	500	2X50 ml + 1x26ml
RM CKMB0126V	CK-MB	Cinetique-UV-Immuno-inhibition	600	2x50ml + 1x26ml
RM GAGT0252V	Gamma GT	Cinetique-substrat carboxylé	1400	4x 50ml + 2x26ml
RM LADH0126V	LDH	Cinetique-UV-SFBC-Substrat pyruvate	500	2x50 ml+ 1x26ml
RM PHAL0126V	PAL	Cinetique-DGKC	500	2x50ml +1 x26ml

ELECTROLYTES

REFERENCE	DENOMINATION	METHODE	NOMBRE INDICATIF DE TEST	CONDITIONNEMENT
RM CALA0250V	Calcuim Arsenazo	Arsenazo	1000	2x125ml
RM CHLO0125V	CHLORURE	Thiocyanate Mercurique	500	1 x 125 ml
RM FECR0125V	Fer chromazurol	chromazurol	500	1x125ml
RM FEFZ0265V	FER FERROZINZ	FERROZINE	700	2X125 ml+ 1x15ml
RM MAGN0250V	Magnesium	CALMAGITE	800	1X125 ml+1x125 ml
RM PHOP0125V	PHOSPHORE	PHOSPHOMOLYBDATE-UV	600	1X125ML

TURBIDIMETRIE

REFERENCE	DENOMINATION	METHODE	NOMBRE INDICATIF DE TEST	CONDITIONNEMENT
RM APOA0055V	APO A1	Immunoturbidimetrie-Antiserum	150	1x 50 ml + 1x5ml
RM APOB0055V	APO B	Immunoturbidimetrie-Antiserum	200	1x 50ml + 1x 5ml
RM CRPS0052V	CRP-S	Immunoturbidimetrie-Antiserum	200	1x 50ml + 1x2 ml
RM CRPS0130V	CRP-S	Immunoturbidimetrie-Antiserum	500	1X125 ml+ 1x5ml
RM CRPS0260V	CRP-S	Immunoturbidimetrie-Antiserum	1000	2X 125ml+ 2 x 5ml
RM MALB0055V	MICROALBUMINE	Immunoturbidimetrie-Antiserum	100	1X 50ml + 1X 5ml
RM TRAN0055V	TRANSFERINE	Immunoturbidimetrie-Antiserum	140	1X 50 ml + 1X 5ml

STANDARS ET ETALON

REFERENCE	DENOMINATION	METHODE	CONDITIONNEMENT
RM MXCA0018V	MAXCAL	Calibrant multiparametrique	6 X 3 ml
RM HDCA0006V	HDL CHOLESTEROL CAL	Calibrant HDL	2X3 ml
RM LDCA0002V	LDL CHOLESTEROL CAL	Calibrant LDL	2 X 1ml
RM PUCA0004V	PROTEINE URINE CAL	Calibrant proteine	2 X 2ml
RM APCA0001V	APO A1 /B CAL	Cal	1 X 1 ml
RM CPCA0001V	CRP CAL	Cal	1 X 1 ml
RM MACA0001V	MICROALBUMINE CAL	Cal	1 X 1 ml
RM MUCA0001V	MULTIMAXCAL	Cal	1 X 1 ml

CONTRÔLE

REFERENCE	DENOMINATION	METHODE	CONDITIONNEMENT
RM MINCO0030V	MAXTROL N	Contrôle N	6 X 5ml
RM MPCO0030V	MAXTROL P	Contrôle P	6 X 5ml
RM CMCO0006V	CK-MB Contrôle	Contrôle	2 x 3 ml
RM PUCO0004V	PROTEINE URINE CONTRÔLE	Contrôle	2 X 2 ml
RM APCO0002V	APO A1/B Contrôle	Contrôle	1 x 2 ml
RM CPCO0002V	CRP Contrôle	Contrôle	1 x 2 ml
RM MACO0002V	MICROALBUMINE contrôle	Contrôle	1 x 2 ml
RM MUCO0002V	MUKTIMAXTROL	Contrôle	1 x 2 ml

MODULE ISE

REFERENCE	DENOMINATION	METHODE	CONDITIONNEMENT
RM STAA0500V	Calibrant A - ISE	calibrant	500 ml
RM STAB0125V	Calibrant B - ISE	calibrant	125 ml
RM ISCO0020V	MaxLyte Contrôle ISE (Na,K,Cl)	contrôle	2 x 10 ml
RM SOLS0090V	Solution de Nettoyage S -ISE	solution	90 ml
RM DILU0125V	Diluent Urines ISE	diluent	125 ml
BM 97-022-1	Electrode de Reference	electrode	1
BM 97-021-1	Electrode Chlore	electrode	1
BM 97-020-1	Electrode Potassium	electrode	1
BM 97-019-1	Electrode Sodium	electrode	1